



ORDINE DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA INTERPROVINCIALE DI TORINO ASTI E CUNEO

ISTRUZIONI

Cara Collega,

in allegato troverai un volantino mandala da colorare e altre due immagini che ti serviranno a costruire una rotella ostetrica personalizzata, così potrai unire l'utile al dilettevole.

Ti serviranno:

- * cartoncino
- * la stampa delle immagini allegate: "rotella ostetrica interno" + "rotella ostetrica esterno"
- * colla
- * forbici
- * 1 fermacampione
- * colori a scelta/penna

Passaggi:

- * incolla le due immagini su un cartoncino
- * ritagliale
- * appoggia la rotella interna sopra la rotella esterna
- * con una penna pratica il foro e segna il punto dove mettere il fermacampione
- * applica il fermacampione
- * colora a piacere

Buon passatempo!

Le Colleghe del Consiglio Direttivo